

Clearblue® DIGITAL

Устройство цифровое для определения срока беременности "Клиаблу" (Clearblue)

с ИНДИКАТОРОМ ЗАЧАТИЯ

- Со дня ожидаемого начала менструации тест на беременность можно проводить в любое время дня.
 - Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую порцию мочи этого дня.
 - Для получения точного результата индикатора зачатия используйте первую порцию мочи этого дня.
 - Не пейте слишком много жидкости перед проведением теста.
- Перед началом тестирования внимательно прочтите листок-вкладыш.**

1 Проведение тестирования

Когда Вы будете готовы к тестированию, извлеките тест из пакета из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же проведите тестирование.

Проведите тестирование под струей мочи

- Поместите направленный вниз впитывающий пробоотборник под струю мочи **всею на 5 секунд**.
- Следите за тем, чтобы не намочить остальную часть теста.
- Наденьте колпачок и положите тест на горизонтальную поверхность.



Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость

- Поместите направленный вниз впитывающий пробоотборник в чашку **всею на 20 секунд, как показано**.
- Наденьте колпачок и положите тест на горизонтальную поверхность.



2 Подождите...

- Мигающий символ ожидания указывает на то, что тест работает.
- Когда символ ожидания перестанет мигать, появится результат. Если символ ожидания не появляется после использования теста, см. *вопрос 6* в разделе «Вопросы и ответы».



Во время тестирования **никогда** не держите тест, направив впитывающий пробоотборник вверх.

3 Проверьте результат

Тест Clearblue® DIGITAL имеет **индикатор зачатия**, который приблизительно определяет срок с момента зачатия. Эта информация отображается на дисплее рядом с результатом «Беременна».

- Ваш результат появится на экране в течение **3 минут**.
- Результат «Беременна» может появиться на экране **раньше** результата индикатора зачатия. **Дождитесь**, пока символ ожидания перестанет мигать и на дисплее отобразится результат индикатора зачатия. Это может занять до 3 минут.
- В некоторых случаях результаты могут появиться уже через 1 минуту.
- Результат будет оставаться на экране около 24 часов.
- Если Ваш результат — «Беременна», обратитесь к врачу для консультации по поводу дальнейших действий. Врач рассчитает срок беременности на основании первого дня последней менструации.
- Зачатие происходит приблизительно за 2 недели до предполагаемого начала менструации. Индикатор зачатия приблизительно определяет срок с момента зачатия.

- Точность определения даты зачатия индикатором срока беременности составляет 92 %. Дата зачатия определяется по уровню содержания в моче гормона беременности — ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). Уровень гормона ХГЧ может быть разным у разных женщин, поэтому результаты индикатора зачатия могут изредка быть недопустимыми. Точность результата «Беременна»/«Не беременна» превышает 99 % при проведении теста со дня ожидаемого начала менструации.

Ошибки при тестировании

Ознакомьтесь с разделом «Ошибки при тестировании» на данной странице, если при использовании теста на дисплее не отображаются результаты.

Интерпретация результатов

Результаты	Срок с момента зачатия	Срок беременности, устанавливаемый врачом (при 28-дневном цикле)*
	Ваш результат — «Не беременна» см. <i>вопрос 13</i> в разделе «Вопросы и ответы».	—
	Ваш результат — «Беременна», зачатие произошло приблизительно 1–2 недели назад.	3–4 недели
	Ваш результат — «Беременна», зачатие произошло приблизительно 2–3 недели назад.	4–5 недель
	Ваш результат — «Беременна», зачатие произошло более 3 недель назад.	5+ недель

* Врач установит срок беременности с первого дня последней менструации, а не со дня зачатия.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- 1 Принцип работы теста Clearblue® DIGITAL.** Когда Вы беремены, в Вашем теле вырабатывается гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). На ранних стадиях беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Тест Clearblue® может обнаружить даже незначительное количество этого гормона в моче (чувствительность теста составляет 25 мМЕ/мл). На основании уровня гормона ХГЧ в моче индикатор зачатия приблизительно определяет срок с момента зачатия.
- 2 Как точно работает тест Clearblue® DIGITAL?** Лабораторные исследования показали, что точность теста Clearblue® DIGITAL выше 99 % в определении беременности при использовании со дня ожидаемого начала менструации. Однако, если вы проводите тестирование раньше ожидаемого начала менструации и получаете результат «Не беременна», все еще существует вероятность, что Вы беременны. *См. вопрос 4.*
- 3 Как точно работает индикатор зачатия Clearblue® DIGITAL?** Точность индикатора зачатия в определении даты зачатия составляет 92 %. День зачатия определяется по уровню ХГЧ в моче. Уровень гормона ХГЧ может быть разным у разных женщин, поэтому результаты индикатора зачатия могут иногда быть неадекватными. При проведении тестирования через 6 и более недель после зачатия индикатор может выдать неожиданные результаты. Это обусловлено тем, что уровень гормона ХГЧ в моче слишком высок для точного определения времени с момента зачатия.
- 4 Когда можно использовать тест Clearblue® DIGITAL?** Тест Clearblue® DIGITAL можно использовать за 5 дней до дня задержки менструации (т.е. за 4 дня до ожидаемого начала менструации). Однако, если вы проводите тестирование раньше ожидаемого начала менструации и получаете результат «Не беременна», все еще существует вероятность, что Вы беременны. В таблице ниже приведены результаты клинических исследований теста Clearblue® DIGITAL на ранних стадиях беременности.

Раннее тестирование				
Количество дней до ожидаемого начала менструации	-1	-2	-3	-4
% образцов мочи, взятых у беременных женщин, по которым получен результат «Беременна»	98%	97%	86%	55%

- Если Ваш результат — «Не беременна», но Вы все же подозреваете, что можете быть беременны, *См. вопрос 13.*
 Чтобы рассчитать день ожидаемого начала менструации, используйте свою обычную продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня менструации до последнего дня перед началом следующей менструации.
- Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать самый длинный цикл за последние месяцы.
 - Если Вы не знаете, когда должна начаться менструация, рекомендуется проводить тестирование не ранее, чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.

- 5 Могу ли я получить на результаты какие-либо лекарства или состояние здоровья?**
- Обязательно прочтите инструкции производителя всего лекарств, которые Вы принимаете, перед проведением теста.
 - Препараты от бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование слишком быстро после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
 - Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифен цитрат), обезбавляющие уреаза могут быть неадекватными, следствием чего может стать преждевременное тестирование.
 - Если Вы недавно перестали использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие средства лечения бесплодия, как кломифен цитрат, Ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование.
 - Если Вы недавно были беременны (даже если Вы не выносили ребенка в течение полного срока), может быть получен ложный результат «Беременна».
 - Если у Вас уже наступила или скоро наступит менопауза, может быть получен ложный результат «Беременна», несмотря на то, что Вы не беременны.
 - Внематочная беременность и кисты яичника могут стать причиной ошибочных результатов.
 - Многоплодная и внематочная беременности могут стать причиной ошибочных результатов индикатора зачатия.
- При получении неожиданных результатов обратитесь к врачу.
- 6 Я использовала тест, но символ ожидания не появился. Что это означает?** Тест не сработал должным образом. *См. раздел «Ошибки при тестировании».*
- 7 Я использовала тест, но результат на дисплее не появился. Что это означает?** Ваш результат должен появиться на дисплее в течение 3 минут. Если результат не появляется, *см. раздел «Ошибки при тестировании».*
- 8 Результат моего тестирования — «Беременна». Что мне делать?** Если Ваш результат — «Беременна», обратитесь к врачу для консультации по поводу дальнейших действий. Индикатор зачатия лишь приблизительно показывает, когда произошло зачатие. Врач рассчитает стадию беременности по первому дню последней менструации. Зачатие происходит приблизительно за 2 недели до предполагаемого начала менструации.
- 9 Результат моего тестирования «Беременна», но я считаю, что зачатие не могло произойти в день, определенный индикатором зачатия. Это возможно?** Точность определения срока зачатия составляет 92 % при проведении тестирования с использованием первой утренней мочи этого дня. Некоторые лекарства или состояние здоровья могут влиять на результат. *См. вопрос 5.*
- 10 Я вчера провела тест, и результат — «Беременна». Я повторила тест сегодня, и в соответствии с показаниями индикатора зачатия количество недель с момента зачатия уменьшилось. Что мне делать?** Уровень гормона ХГЧ колеблется по мере увеличения, поэтому индикатор зачатия может показать неожиданные результаты при проведении тестирования на следующий день. Повторите тест через 5 дней. Если индикатор зачатия вновь покажет, что количество недель с момента зачатия уменьшилось, *см. вопрос 12.*

- 11 При предыдущем тестировании я получила результат «Беременна», но при повторном тестировании я получила результат «Не беременна» или началась менструация. Что это означает?** Хотя точность определения гормона беременности тестом составляет более 99 % со дня ожидаемого начала менструации, вполне вероятно получить положительный результат, а затем обнаружить, что Вы не беременны (например, второй тест даст отрицательный результат; или может начаться менструация). Это может случиться вследствие естественной вариации уровня гормона беременности, которая, к сожалению, является достаточно распространенной: 1 из 4 беременностей заканчивается на ранних сроках. При получении неожиданного результата обратитесь к врачу.
- 12 Я провела тест неделю назад, и результат — «Беременна». Я повторно провела тест, и в соответствии с показаниями индикатора зачатия количество недель с момента зачатия уменьшилось. Что мне делать?** Если тест был выполнен в соответствии с инструкциями, и использование первой утренней мочи в обоих случаях, а индикатор зачатия отображает неожиданные результаты, обратитесь к врачу.
- 13 Результат моего тестирования — «Не беременна». Что мне делать?** Возможно, Вы не беременны, либо уровень гормона беременности недостаточно высок для обнаружения. Вы также можете неправильно рассчитать ожидаемый день начала менструации.
- Если было проведено преждевременное тестирование, следует провести повторный тест после ожидаемого дня начала менструации.
 - В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструации по-прежнему нет, обратитесь к врачу.

ОШИБКИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ

Ошибка получения образца (символ — кувалда) — ошибка произошла во время тестирования. Возможны следующие причины.

- Проботворбоник не был направлен вниз, либо тест не был расположен на горизонтальной поверхности после попадания на него мочи.
- Использовано недостаточное либо слишком большое количество мочи.
- Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям.

Ошибка пустого дисплея — тест не сработал должным образом. Возможно, это вызвано несоблюдением инструкций по применению. Необходимо провести другой тест. Тщательно следуйте инструкциям по применению.

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕСТА

Перед утилизацией теста извлеките из него батарейку. Утилизация батарейки должна осуществляться согласно соответствующим правилам переработки. Для извлечения батарейки вставьте монету в прорезь на конце теста и поверните ее, чтобы открыть заднюю панель теста. Если батарейка не видна, потяните держатель батарейки в направлении стрелки — это поможет вытянуть батарейку. **Внимание!** Запрещается разбирать, перезаряжать или бросать в огонь батарейку. Утилизируйте оставшуюся часть теста согласно правилам утилизации электрического оборудования. Запрещается бросать электрическое оборудование в огонь.

Домашний тест на беременность. Только для диагностики *вне организма*. Не для употребления вовнутрь. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении в условиях низкой температуры перед тестированием выдержать при комнатной температуре в течение 30 минут. Не использовать тест, если упаковка из фольги повреждена. Не использовать тест с истекшим сроком годности. Данное изделие содержит батарейку. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Эти инструкции предназначены для модели CB9A018

www.clearblue.com

Производитель: ЭсДиагности Свис Преижин Даигностикс ГмБХ, 497 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Петит Лянси, Женева, Швейцария.
 Произведено на: Алер (Шанхай) Даигностикс Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.
 Упаковщик: Соняко Поладч — Пекеджин Сервисес СГТ. 30. О, 95-010, Стрыкы, Польша.
 Clearblue является товарным знаком SPD.
 © 2015 SPD. Все права защищены.
 Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гамбл Дистрибуторская Компания» РФ, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2 Телефон 8 800 333 5198

IVD	Для диагностики <i>in vitro</i>	LOT	Код партии		Не использовать повторно
	Условия хранения 2-30 °C		Годен до		Производитель

РЕГИСТРАЦИОННОЕ удостоверение № ФС32011/0237 от 13.03.2012 г.

