

Clearblue PLUS

Тест на беременность
"Клиаблу плюс" (Clearblue Plus)

Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) показывает результаты с точностью свыше 99% с первого дня ожидаемого начала менструации.

Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации.

Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста.

Перед проведением теста

Для проведения теста вам могут понадобиться часы.

1 Проведение теста

Со дня ожидаемого начала менструации, тест на беременность можно проводить в любое время дня.

Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую утреннюю мочу этого дня.

- Когда Вы будете готовы к проведению теста, извлеките устройство из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же проведите тестирование с помощью тест-модуля.

Тестирование в моче

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи **либо** в пробе мочи, собранной в чистую, сухую емкость.

- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в емкости с пробой мочи, как это показано на рисунке, на **5 секунд**.

Колпачок

Примечание об изменении цвета



- Наконечник сразу станет окрашен в розовый цвет, что указывает на впитывание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник в моче ровно 5 секунд.**



Продолжайте держать окрашивающийся наконечник в моче ровно 5 секунд



Начинайте отсчет 5 секунд, когда окрашивающийся наконечник станет розовым

Струя мочи **ЛИБО** Проба

- Удерживайте тест окрашивающимся наконечником вниз или положите его на горизонтальную поверхность, пока в контрольном окошке не появится голубая линия и результат.
- При желании можно установить колпачок на место.

См. **вопрос 7**, если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым.

2

3
МИНУТЫ

ПОДОЖДИТЕ 3 минуты. Появление голубых линий указывает на начало выполнения теста.

Окошко с результатом

Контрольное окошко



3

Через 3 минуты проверьте результат

- Результаты отображены в окошке результатов.
- Не проверяйте результат до появления в окошке контроля голубой линии. Данная линия указывает на удачное проведение теста.
- Если голубая линия не появится в окошке контроля в течение **10 минут**, тест не был проведен правильно (см. **вопрос 8**).

Вы не беременны

Вы беременны



Если результат теста — «Вы не беременны», см. **вопрос 13** в разделе «Вопросы и ответы».

Если результат теста — «Вы беременны», см. **вопрос 14** в разделе «Вопросы и ответы».

Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Вы беременны».

ВАЖНО! Проверяйте результат не позже, чем через **10 минут** после проведения теста.

Не принимайте во внимание любые изменения результатов теста по истечении этого времени. Если вы по-прежнему не уверены в полученном результате, см. **вопрос 9** для получения подробной информации.

Вопросы и ответы — прочтите раздел на обороте, в котором даны ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Вопросы и ответы

- 1. Насколько точны результаты теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS)?**
Лабораторные исследования показали, что точность теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) превышает 99%, если он используется со дня ожидаемого начала менструации.
- 2. Каков принцип работы теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS)?**
Во время беременности организм женщины вырабатывает гормон беременности — ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних стадиях беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Тест на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) может обнаружить даже незначительное количество этого гормона в моче.
- 3. Когда можно проводить тестирование с помощью теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS)?**
Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Тем не менее, в случае тестирования до ожидаемого начала менструации и получения результата «Вы не беременны», существует вероятность, что Вы беременны. В таблице ниже приведены результаты клинических исследований теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) на ранних стадиях беременности.

Раннее тестирование

Клиаблу (Clearblue) рекомендует проводить тестирование со дня ожидаемого начала менструации. Однако, уровень гормона беременности быстро увеличивается на ранней стадии беременности, и тест на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) можно использовать уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Клинические испытания с использованием тестов Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) и образцов, взятых у женщин на ранней стадии беременности, показали следующие результаты:

Количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «Вы беременны»
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

- 4. Обязательно ли использовать первую утреннюю мочу?**
Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, рекомендуется использовать первую утреннюю мочу этого дня. Если во время раннего тестирования получен результат «Вы не беременны», возможно, что уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Рекомендуется провести повторное тестирование со дня задержки.
- 5. Я не знаю, когда должна начаться следующая менструация. Как узнать, когда проводить тест?**
Чтобы рассчитать день предполагаемого начала менструации, используйте свою обычную продолжительность цикла, вычтя количество дней с первого дня менструации до последнего дня перед началом следующей менструации.
 - Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать самый длинный цикл за последние месяцы.
 - Если Вы не знаете, когда должна начаться менструация, рекомендуется проводить тестирование не ранее, чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.
 - Если результат теста «Вы не беременны», но вы считаете, что можете быть беременны, см. **вопрос 13**.
- 6. Могут ли повлиять на результаты какие-либо лекарства или заболевания?**
 - Перед проведением теста обязательно прочтите инструкции производителя всех лекарств, которые Вы принимаете.
 - Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Вы беременны»).
 - Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифена цитрат), овуляционные препараты и гормональная контрацепция (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
 - Если Вы недавно перестали использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие препараты от бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование.

- 7. Я использовала тест, но окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым. Что мне делать?**
Если наконечник не окрасился в розовый цвет полностью, то, вероятно, Вы использовали недостаточное количество мочи. Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в окошке контроля появилась голубая линия, то тест был проведен правильно. Если голубая линия не появилась в окошке контроля в течение 10 минут после проведения теста, см. **вопрос 8**.
- 8. Я использовала тест на беременность, но в окошке контроля не появилась голубая линия. Что мне делать?**
Если голубая линия не появилась в окошке контроля в течение 10 минут после проведения теста, то тест был выполнен неправильно. К этому могли привести следующие причины:
 - Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был расположен горизонтально после попадания на него мочи.
 - Использование недостаточное количество мочи слишком большое количество мочи.**Отбор пробы должен длиться 5 секунд.**
Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкции. Следует собрать образец мочи в чистую, сухую емкость и потратить 5 секунд окрашивающийся наконечник всего на 5 секунд.
- 9. Что делать, если я не уверена в результате?**
 - Результат «Вы беременны» подтверждается наличием голубой линии в окошке контроля и знаком «+», появившимся в окошке результата в течение 10 минут с момента проведения теста.
 - Знак «+» в окошке результата может выглядеть по-разному, однако линии, составляющие знак «+», и линия в окошке контроля должны иметь одинаковую длину (см. рисунки А—С).**Рисунок А**
Результат «Вы беременны». Этот результат возможен при тестировании до начала ожидаемой менструации, когда уровень ХГЧ может быть относительно низким.
 Рисунок В
У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день ожидаемого начала менструации, когда уровень ХГЧ все еще может быть относительно низким.
 Рисунок С
У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после дня, когда должна была начаться менструация, т. е. при более высоком уровне ХГЧ.
 Если Вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкции.
 - Результат «Вы не беременны» подтверждается наличием голубой линии в окошке контроля и знаком «-», появившимся в окошке результата в течение 10 минут с момента проведения тестирования. Если получен результат «Вы не беременны», но все же есть подозрения на беременность, см. **вопрос 13**.
- 10. Что может повлиять на точность результата?**
При раннем тестировании точность теста на беременность Клиаблу плюс (Clearblue PLUS) будет ниже. При заборе пробы мочи за неправильное время, результат будет недостоверным. Тем не менее, пока в течение 10 минут после проведения теста в окошке контроля видна голубая линия, результат достоверный. При постоянном получении неожиданных результатов обратитесь к врачу. Также см. **вопрос 6**.
- 11. Когда можно смотреть результат теста?**
Результат можно узнать через 3 минуты.
- 12. Как долго будет отображаться результат теста?**
Результат можно смотреть в любое время в течение 3—10 минут после проведения теста. Какое-либо изменение результата по истечении 10 минут не следует принимать во внимание.
- 13. Результат моего теста — «Вы не беременны». Что мне делать?**
Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать ожидаемый день начала менструации.
 - Если было проведено раннее тестирование, следует провести повторный тест после изменения предполагаемого начала менструации.
 - В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня.
 - Если при повторном тестировании получен результат «Вы не беременны», но менструации по-прежнему нет, обратитесь к врачу.
- 14. Результат моего теста — «Вы беременны». Что мне делать?**
Если Ваш результат — «Вы беременны», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

	Для диагностики <i>in vitro</i>		Партия		Только для однократового применения
	Условия хранения 2—30 °С		Годен до		Производитель

Производитель: Эспиди Свис Пресижн Дайагностик ГмбХ, 47 Рут де Ст-Жорж, 1213 Петит Ланси, Женева, Швейцария.

Произведено на: Алер (Шанхай) Дайагностик Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.

Упаковщик: Сонокс Польша — Пекедизин Сервисес Сп. С. О. 95-010, Стрыков, Польша.

© 2013 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Все права защищены.

Клиаблу (Clearblue) является товарным знаком.

Уполномоченный представитель изготовителя:

ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская Компания" РФ,

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2

Телефон 8 800 333 5198

Для получения консультации по поводу дальнейших действий, информации и общих рекомендаций по вопросам беременности посетите наш сайт

www.clearblue.com

Данный тест предназначен для домашнего использования.

Хранить при комнатной температуре.

При хранении в условиях низкой температуры перед тестированием выдержат при комнатной температуре в течение 30 минут.

Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать только для диагностических *in vitro*.

Утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Не использовать, если упаковка из фольги повреждена.

Не использовать тест-модуль после даты окончания срока годности.

